




პრეზენტაცია

პრობლემატიკის მიუხედავად დასვენების ვარიანტი ...

დასვენებისთვის უნდა გქონდეს შესაბამისი პირობები!






r-biopharm.com

R-Biopharm Group

R-Biopharm AG

ფერმენტაციული ბიოანალიზი



R-Biopharm Group

ფერმენტული ანალიზი ეს არის შუალედური კატაბოლური პროდუქტების ანალიზი ფერმენტების საშუალებით.




შაქრები

მჟავები


სპირტები

და სხვა...






- 1954წ. - დაიწყო ფერმენტების გამოყენება კლინიკო-ქიმიურ ლაბორატორიებში.
- 1970წ. - დაიწყო ფერმენტების გამოყენება კვებით დიაგნოსტიკაში.
- 1975წ. - პირველად გამოჩნდა Boehringer Mannheim-ის ტესტ კომპლექტები საკვები პროდუქტებისა და ცხოველთა საკვების ანალიზისათვის.



ფერმენტული მეთოდები კანონმდებლობით:

- A Codex Alimentarius Austriacus
- B Moniteur Belge-Belgisch Staatsblad
- CH Schweizer. Lebensmittelbuch
- D Lebensmittel-Gesetz
- E Boletin Oficial del Estado
- EU Commission Regulation
- I Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- NL Warenwet
- S Statens Livsmedelsverk
- SF Methods Register of the State Technical Centre in Finland
- USA AOAC approval




ნორმირებული ეტალონ-მეთოდები

- B Norme Belge – Belgische Norm NBN
- D Deutsches Institut für Normung DIN
- F Norme Française NF
- NL Nederlandse Norm NEN
- GB British Pharmacopoeia BP
- GUS Russian Standard GOST
- EU European standards EN
- ISO International Standards Organization




biopharm.com

R-Biopharm Group



საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები

- A.I.J.N. Association of the Industry of Juices and Nectars from Fruits and Vegetables of the European Economic Community
- ASBC American Society of Brewing Chemists
- EBC European Brewery Convention
- ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis
- IDF/FIL International Dairy Federation
- IFU International Federation of Fruit Juice Producers
- IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
- MEBAK Mitteleuropäische Brautechnische Analysen-Kommission
- NMKL Nordisk Metodikkomittée
- OICCC Office International du Cacao, du Chocolat et de la Confiserie
- OIV Office International de la Vigne et du Vin



ძირითადი პრინციპები

- ფერმენტები წარმოადგენენ ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვან ცილებს
- 10^8 - 10^{11} -ჯერ აკატალიზებს რეაქციებს
- ხარჯის გარეშე აკატალიზებს რეაქციებს.
- მკაცრად სპეციფიურებია



biopharm.com


R-Biopharm Group



ტესტირების პრინციპი

- ფერმენტები აკატალიზებს გარკვეული სუბსტრატის გარდაქმნის სპეციფიურ რეაქციას
- კოფერმენტი ძირითადად NAD (P) და მოქმედებს როგორც H⁺ აქცეპტორი
- წარმოქმნილი NADH რაოდენობა სინჯში სუბსტრატის რაოდენობის ექვივალენტურია


დეჰიდროგენაზა






arm.com

R-Biopharm Group




ფერმენტი და კოფერმენტი






rarm.com

R-Biopharm Group




- ოთახის ტემპერატურის 10^0 -ით მატება ზრდის რეაქციის სიჩქარეს ორჯერ
- ოთახის ტემპერატურის 10^0 -ით კლება ამცირებს რეაქციის სიჩქარეს ორჯერ
- რეაქციის სიჩქარის ტემპერატურული ოპტიმუმი -37^0C (ამის ზევით სიჩქარე კვლავ მცირდება)



R-Biopharm Group


კოფერმენტი NAD ან NADP - ნიკოტინამიდ-ადენინ-დინუკლეოტიდი (ფოსფატი)






arm.com

R-Biopharm Group




NADH և NAD⁺-ի թտանդյուն






biopharm.com

R-Biopharm Group




გაზომვის პრინციპი







biopharm.com

R-Biopharm Group




სარეაქციო მრუდი $\text{NAD} \rightarrow \text{NADH}$







სარეაქციო მრუდი $\text{NADH} \rightarrow \text{NAD}$





სარეაქციო ბლანკი (სუფთა)





R-Biopharm Group

ლამბერტ-ბერის კანონი

$$C = \frac{V \times MW}{\epsilon \times d \times v \times 1000} \times \Delta A$$

სადაც:

c - კონცენტრაციაა g/l

V - საბოლოო მოცულობა ml


v - სინჯის მოცულობა ml

M - საკვლევი ნიმუშის მოლეკულური მასა g/mol

d - ოპტიკური გზა cm

ϵ - NADH-ის შთანთქმის კოეფიციენტი, $6.3 \text{ (l} \times \text{mmol}^{-1} \times \text{cm}^{-1})$
340nm-ზე

სინჯის დიდი მოცულობის შემთხვევაში შეცვალეთ ფორმულა!



R-Biopharm Group


სინჯის განზავება ან მოცულობის გაზრდა

- უნდა შესრულდეს ლამბერტ-ბერის კანონი
 $\Delta A < 1.0$ (A)

• სიგნალი უნდა იყოს ძლიერი, რომ გამოირიცხოს შეცდომები გაზომვისას
 $\Delta A > 0.1$ (A)

$\Delta A > 1$ \longrightarrow განაზავეთ სინჯი

$\Delta A < 0.1$ \longrightarrow გაზრდეთ სინჯის მოცულობა



R-Biopharm Group

ქრომოგენური ტესტები

შემდეგ ტესტებში კოფერმენტის **NAD(P)** ნაცვლად გამოყენებულია ქრომოგენი

- L-Ascorbic acid (MTT-Formazan, 578 nm)
- Cholesterol (Lutidine, 405 nm)
- L-Glutamic acid (Formazan, 492 nm)
- D-3-Hydroxybuttyic acid (Formazan, 492 nm)
- D-Sorbitol/Xylitol (Formazan, 492 nm)

ყურდღება! ქრომოგენი ძალიან მგრძნობიარეა, ამიტომ რეაქცია უნდა მიმდინარეობდეს სიბზნელეში!



biopharm.com

R-Biopharm Group



ტესტ კომპლექტის შემადგენლობა

კომპლექტის შეიცავს ყველა საჭირო რეაგენტებს




- ფერმენტებს და კოფერმენტებს (გაწმენდილი)
- ბუფერულ ხსნარებს
- მარილებს (ხანდახან საჭიროა როგორც აქტივატორები)
- უმეტესობა შეიცავს საკონტროლო ნიმუშს

არ არის აუცილებელი ხსნარის მომზადებისას ძლიერი შენჯღრევა, საკმარისია ფრთხილად არევა და ცოტა ხნით დაყოვნება!




biopharm.com

R-Biopharm Group



ხარისხის კონტროლი

- ყოველი ცდის გაშვებისას უნდა ტესტირდეს მინიმუმ ერთი კონტროლი
- ძირითადად კონტროლები თან ახლავს კომპლექტს, მხოლოდ აცეტალდეჰიდისა და ასკორბინის მჟავას და სულფიტის შემთხვევაში მათი არასტაბილურობის გამო კონტროლები ცალკეა შესაკვეთი.
- კონტროლის აღდგენა - $100 \pm 5\%$
- თუ აღნიშნული შედეგი არ მიიღწევა შეამოწმეთ ტესტირების პროცედურა.
- იკრძალება შედეგების გადათვლა კონტროლის მაჩვენებლის მაგ. 14%-იანი გადახვევისას.




arm.com

R-Biopharm Group

მოწყობილობა

- ფერმენტული ტესტების კომპლექტი
- ფოტომეტრი
- განცალკევებადი უჯრედები და ჩარჩო ჩასამაგრებლად
- შპატელები
- პიპეტები
- დისტ. წყალი

მნიშვნელოვანია რეგულარულად შეამოწმოთ თქვენი პარატურის გამართული მუშაობა.



biopharm.com


R-Biopharm Group

სინჯების მომზადება

ზოგადი მითითებანი:


- დაქუცმაცება და ჰომოგენიზაცია
- წყლით ან სხვა რამით ექსტრაქცია
- განზავება (შეიძლება გამორიცხოს სხვა საფეხურები)
- ფილტრაცია ან ცენტრიფუგირება
- დეპროტეინიზაცია (მაგ. HClO_4)
- Carrez რეაქცია (რძე)
- ცხიმების მოცილება
- ნეიტრალიზაცია
- გაუფერულება (ინტენსიური შეფერვისთვის $E1 > 0.5$)

**არსებობს სხვა მეთოდებიც, მაგრამ გამოიყენეთ მხოლოდ შესაფერი !
რაც შეიძლება ნაკლები საფეხურები!**



გადატვირთვა და შიდა კონტროლი

- გადატვირთვა
რეაქციის დამთავრებისას სინჯარაში ემატება კონტროლი და რეაქცია ხელახლა გაიშვება იზომება A3 და A2, ხოლო კონტროლი უნდა აღდგეს ($g/l \pm 5\%$).
- შიდა კონტროლი
საკონტროლო სინჯი ტესტირდება იგივე სინჯარაში, რომელშიც საკვლევი.
გამოიყვანება და გადამოწმდება OD-ს აღდგენა.
- ეს ორი მეთოდი განსხვავდება არსებული ტრადიციული კონტროლის მეთოდისგან
კონტროლი ერევა იმ ცალკეულ სინჯებს, რომელიც საექვოა ან სადაც არსებობს ჯვარედინი რეაქცია.
ეს იძლევა ინჰიბიტორების არსებობის დადგენის საშუალებას ცალკეულ სინჯებში.




arm.com

R-Biopharm Group

ზოგადი პროცედურა

1. რეაქტივების წარმოება
R-Biopharm წარმოადგენს Enzytec-ის ფერმენტული ხაზის ტესტების მწარმოებელს.
2. ტრანსპორტირება და შენახვა
ტესტები შესაძლებელია გზაში იყოს ოთახის ტემპერატურაზე.
ინახება 2-8°C.
განზავებული ბიდისტ. წყლით ინახება 2-8°C.
3. ხარისხის კონტროლი
კონტროლის აღდგენა უნდა მოხდეს $\pm 5\%$. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეამოწმეთ აპარატურა და ცდის მსვლელობა.
4. სინჯის ტიპი, ცდის მომზადება და სამუშაო




biopharm.com

R-Biopharm Group

სინჯის მომზადება

ტესტების უმრავლესობისთვის ტესტირების პროცედურა ძალიან მარტივია, მაგრამ გარკვეულ სირთულეს წარმოადგენს სინჯების სწორი მომზადება.

სინჯთა მომზადების მეთოდები ძალიან სპეციფიურია ინდუსტრიული სექტორისთვის (რძე, ღვინო, ხილის წვენები, ხორცი, კვერცხი და ა.შ.). აღნიშნული მეთოდები მუშავდება და გროვდება თვით მწარმოებლებისა და ლაბორატორიების მიერ და შემდეგ პოულობს საერთაშორისო აღიარებას.




arm.com

R-Biopharm Group

ტესტირების პროცედურა

1. ინახება 2-8°C
2. მნიშვნელოვანი ფაქტორია წყლის ხარისხი
3. ტესტირების წინ რეაგენტები დააყოვნეთ ოთახის ტემპარეტურაზე.
4. სინჯთა განზავებისას ზუსტად მისდიეთ ინსტრუქციებს.
5. დაიცავით დატანის პრინციპი (ზევიდან ქვევით)
5. გამოიყენეთ საკონტროლო რეაგენტები (სტანდარტები)
6. ზუსტად დაიცავით ინკუბაციის დროითი ინტერვალები.
7. თუ შესაძლებელია გადატვირთეთ ანალიზი.




biopharm.com

R-Biopharm Group

ყველაზე ხშირად დაშვებადი შეცდომები:

- ტესტ კომპლექტთან და მის შენახვასთან დაკავშირებული მანიპულაციები (მაგ. განზავების შეცდომა, წყლის ხარისხი და ა.შ.)
- საკონტროლო ხსნარის დამზადება (მაგ. თუ ხელით მზადდება ხსნარები მაგ.- pH, სისუფთავე და ა.შ.)
- განგარიშების შეცდომები
- სპექტროფოტომეტრის გაუმართაობა
- პიპეტების სიზუსტე

საკონტროლო ხსნარების აღდგენა = $100 \pm 5\%$



rarm.com

R-Biopharm Group

გმადლობთ ყურადღებისთვის!